

選購與使用需知

- 選購壓力襪應以壓力值(毫米汞柱mm/Hg)為標準，因腿部保健需要的是依不同情況穿著不同壓力值的壓力襪，且壓力襪之襪統的壓力分佈應是足踝處壓力大於小腿、小腿大於膝上、膝上大於大腿之漸進式減低壓力。
- 長時間平躺或睡眠時，請勿穿著壓力襪，避免造成腿部血液循環不良。
- 務必選擇適合的尺寸與正確的壓力值，請參考產品外包裝。

選購方法 Selection Method: :

1. 壓力值選擇 Compression Value Selection

壓迫等級 C. Class	壓力值(毫米汞柱) Value(mm/Hg)	適穿情況 Applied Situation	
1	14~22	預防保健及輕微狀況	Health protection & light supporting.
2	23~32	中度及深度狀況	Moderate & firm supporting
3	33~42	重度狀況 (應洽詢專業醫師指導穿著)	Firm & heavy supporting (Should check a professional doctor for guidance before wearing.)


2. 款型選擇 Styles Selection



大腿襪測量點 cB.cG.IG

小腿襪測量點 cB.cC.ID

褲襪測量點 cB.cG.IG.cH



3. 尺碼選擇 (依腿圍腿長量測) Size Selection (Measured by leg circumference and length)

SIZE	I 1	II 2	III 3	IV 4	V 5	VI 6	VII 7
cB	18-20 cm	20-22 cm	22-24 cm	24-26 cm	26-28 cm	28-30 cm	30-32cm
cC	31-35 cm	33-38 cm	35-40 cm	37-42 cm	39-44 cm	41-47 cm	43-49 cm
ID	35-39 cm	35-39 cm	39-44 cm	39-44 cm	39-44 cm	42-47 cm	42-47cm
cG	45-53 cm	48-56 cm	51-59 cm	54-63 cm	57-66 cm	60-70 cm	63-73 cm
IG	66-76 cm	66-76 cm	70-80 cm	70-80 cm	70-80 cm	75-83 cm	75-83 cm
cH	85-93 cm	90-98 cm	95-103 cm	100-108 cm	105-113 cm	110-118 cm	112-125cm