

康護你壓力襪全系列商品 KOOLFREE Compression Stockings Series



舒活 系列
Comfortable Series



遠紅外線 系列
Far-infrared Ray Series



花型 系列
Jacquard Series



超柔吸濕排汗 系列
Soft Moisture Absorbing
& Sweat Emitting Series



遠紅外線 系列
Far-infrared Ray Series



舒活 系列
Comfortable Series

健康壓力襪的正確穿法

穿著壓力襪最理想的時間是在**清晨起床時穿上**，因為此時腿部循環順暢，腫脹尚未開始。

壓力襪穿著示範圖 Demonstration Picture



手伸進襪統，抓住襪子腳跟處



抓緊腳跟，襪統翻面向下拉



讓背面朝外，呈袋狀




雙手撐開襪子，讓腳完整穿進去



將襪口往上拉套住腳跟



穿著時要一段一段往上拉調，直至服貼、舒適



穿著褲襪時，建議坐姿方式穿著，慢慢拉至大腿一半的位置後，可起身再慢慢的將褲襪穿至臀部的位置，完整穿著後，微調直至舒適。

更詳盡的壓力襪正確穿著方式，可前往下列網址 或掃描QRcode

▶ <http://www.youtube.com/watch?v=PWikG0ja-Vw>

